

Effizient und schnell einsatzbereit.

OncoMedical Sets

Vielseitig. Kompakt. Bedürfnisorientiert.

Entwickelt gemeinsam mit unseren Kunden, bieten wir Sets für verschiedene Anwendungsbereiche, welche Ihnen den Alltag erleichtern:

- **Zeitersparnis:** Kein Zusammentragen einzelner Artikel – reibungsloser Ablauf bei hoher Auslastung.
- **Effizienz & Prozesssicherheit:** Alle Materialien vollständig enthalten – keine Unterbrechungen durch fehlende Komponenten.
- **Wirtschaftlichkeit:** Kalkulierbarer Verbrauch pro Intervention, vereinfachte Bestellung und Lagerhaltung, Abrechnung möglich.





Port-Set ohne Nadel



Port-Set mit Nadel



PortPICC-Set



Venöses Punktionsset



Venöses Punktionsset – kompakt



Urologie Chemfort® Set

Enthält alle benötigten Materialien für das Anstechen eines Ports oder den Verbandswechsel – ohne Nadel. Ideal für Einrichtungen, die bereits mit bevorzugten Portnadeln arbeiten und die Nadel individuell ergänzen möchten.

- 4 Gaze-Rundtuper
- 1 Rundschaale 120 ml
- 1 Plastikpinzette 12,8 cm
- 1 Umschlagtuch 60 x 60 cm
- 1 Discofix® C Dreiweghahn
- 2 NaCl 0,9% Spritze à 10 ml
- 1 sterile Handschuhe, Gr. 7.0

Art. Nr:
2140000040

Das Port-Set mit Nadel ist in zwei Varianten erhältlich und ermöglicht eine sichere, strukturierte Portpunktion. Alle enthaltenen Komponenten sind steril und optimal aufeinander abgestimmt und unterstützen einen effizienten Arbeitsablauf.

- 1 Discofix® C Dreiweghahn
- 5 Gaze-Rundtuper
- 1 Sicherheits-Portnadel,
- 1 sterile Handschuhe, Gr. 7.0, latexfreie

Art.Nr.
20Gx 19mm – 2110000281
20Gx 25mm – 2110000661

Das Kombi-Set eignet sich sowohl für PICC- als auch für Port-Anwendungen. Zusätzlich kann spezifisches PICC-Material je nach Bedarf individuell ergänzt werden. Eine modulare Lösung die besonders für Bereiche mit wechselnden Anforderungen geeignet ist.

- 1 Verbandset
- 1 Umschlagtuch gefaltet, 45x 45cm
- 1 Hygienemaske
- 1 Sterile Handschuhe Gr. 7.0, latexfrei
- 1 Discofix® C Dreiweghahn blau
- 1 OP-Site IV3000
- 3 sterile 10 ml Spritze 0.9% NaCl

Art.Nr.:
2110001351

Komplettlösung für peripheren Zugang – vom Handschuh bis zur Fixation. Es unterstützt einen sicheren, standardisierten und effizienten Punktionsablauf. Sofort anschlussbereit durch integrierten Dreiweghahn.

- 1 Umschlagtuch gefaltet 45x45 cm
- 2 Untersuchungshandschuhe Gr. M, puderfrei
- 2 Zellstoffwatte-Tupfer-Set (Beutel à 3 Stk.)
- 1 BD Venflon Pro Safety 22G blau
- 1 Tegaderm IV 7x8.5 cm
- 1 Discofix® Dreiweghahn mit Verlängerung 10 cm
- 1 NaCl 0.9% Spritze à 10 ml

Art. Nr.:
2110001400

Die kompakte Variante verzichtet auf NaCl-Spritze und Dreiweghahn mit Verlängerung. Sie eignet sich besonders für standardisierte Abläufe mit vorhandener Infrastruktur.

- 1 Umschlagtuch gefaltet, 45x45 cm
- 2 Untersuchungshandschuhe Gr. M, puderfrei
- 2 Zellstoffwatte-Tupfer-Set (Beutel à 3 Stk.)
- 1 BD Venflon Pro Safety 22G blau
- 1 Tegaderm IV 7x8.5 cm

Art. Nr.:
2110001361

Für die sichere, kontaminationslose Blaseninstillation von Bacillus Calmette- Guerin (BCG), Mitomycine C (MMC) und kompatibel mit allen Zytostatika. Alle benötigten Komponenten für die Zubereitung und Applikation in einem Set.

- 1 Vial Adaptor 20 mm und 13 mm Konverter
- 1 Syringe Adaptor Lock
- 1 Katheter Adaptor

Art. Nr.:
2110000130

**Flexibel im Einsatz.
Effizient im Ablauf.**

***„Persönliches
Engagement und
Know-how für
gemeinsame
Lösungen“***

Haben Sie Fragen?

Wir sind gerne für Sie da.



OncoMedical AG
Hintere Hauptgasse 9
4800 Zofingen

www.oncomedical.ch
info@oncomedical.ch
Tel. +41 (0)840 600 800

 **ONCOMEDICAL**