



<b>Artikelnummer:</b>	DOC 31007	<b>Datum:</b>	26.01.2021	
<b>Artikelbeschreibung:</b>	OncoSet Y Link PVC Mono PES 0,2µm Low Protein Binding Filter (RoweFil)	<b>Version:</b>	01	
<b>Anmerkung:</b>		<b>Verantwortlich</b>	PP	

**Copyright by DOC Medikus GmbH**  
**Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet**



Schlauchlängen	Toleranz
2,00 cm – 7,00 cm	± 0,40 cm
7,00 cm – 35,00 cm	± 1,00 cm
35,00 cm – 90,00 cm	± 1,50 cm
90,00 cm – 250 cm	± 4,00 cm
250 cm – 600 cm	± 7,00 cm

**Erläuterung:** die Maßangaben entsprechen der sichtbaren Schlauchlänge zwischen den Komponenten. Bitte beachten Sie die Schlauchtoleranzen

Pos.	Stückz.	Nr.	Bezeichnung	Material
1	1	T 0101	Schutzkappe blau	PP
2	1	T 0002	Luer männlich	ABS
3	2x13,5 cm	T 0045	Schlauch 2,5 x 4,0mm transp	PVC DEHP Frei
4	1	T 0181	RoweFil 0,2 µm	PC
5	1	T 0048	Klemme blau	POM
6	1	T 0136	Y-Spike mit Belüftung	ABS
7	1	T 0052	DOC-LINK	COPE
8	1	T 0137	Schutzkappe ohne Konus	ABS