


Wir geben Ihnen die Freiheit zurück!



Ein Infusionsbesteck aus der Praxis für die Praxis

Das OncoSet Quattro Short vereint das Beste, was ein Infusionsbesteck für die Verabreichung von Onkologika bieten kann. Dabei sind Sie völlig frei in der Wahl Ihrer Infusionspumpe. Ein Standard Infusionsbesteck reicht aus und Sie können loslegen.

Das OncoSet Quattro Short überzeugt durch folgende Merkmale:

- Belüfteter Spike für den Einsatz von Hartplastik- oder Glasflaschen
- Eine hochwertige Klemme in roter Farbe für eine gute Sichtbarkeit
- Kurze Anschlüsse mit integrierten Rückschlagventilen
- Anschlüsse für eine herkömmliche LuerLock Verbindung
- Griffige, grüne Verschlusskappen
- Sichere Steckverbindung für die Konnektion mit einem Standard Infusionsbesteck

Das OncoSet Quattro Short wurde in Zusammenarbeit mit Pflegefachpersonen aus der Schweiz entwickelt.

DOC 31008
OncoSet Quattro Short
25 Stück pro OP



OncoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9,
CH-4800 Zofingen, Tel 0840 600 800,
info@oncomedical.ch www.oncomedical.ch