

SFN[®] - Portkanüle

Stanzfrei + klick → sicher!



- Stanzfrei dank einzigartiger Trokarnadel
- Stabile Kanülenspitze
- Schutz vor Nadelstichverletzung




Spezialkanüle mit Trokarschliff und Sicherheitssystem
für implantierbare Port- und Medikamenten-Pumpensysteme

SFN[®] - Portkanüle

Stanzfrei + klick → sicher!

Einfach sicher nach dem «Klick»



- Schutz vor Nadelstichverletzungen (erfüllt TRBA 250)
- Einfaches Umklappen der Schutzkappe bis zum Einklicken
- Schlauchverlängerung mit Luer-Lock Anschluss, PVC-, DEHP- und latexfrei

Art.Nr.	Gauge	Ø/mm	Länge/mm	Extras	VE
SFN 0720 S	22	0.7	20		25
SFN 0916 S	20	0.9	16		25
SFN 0920 S	20	0.9	20		25
SFN 0925 S	20	0.9	25		
SFN 0930 S	20	0.9	30		25
SFN 1120 S	19	1.1	20		25
SFN 1125 S	19	1.1	25		25
SFN 1320 S	18	1.3	20	Speziell zur Blutentnahme, Transfusion, Kontrastmittelinjektion* , Apherese, Aszitis und Hochdruckinjektion	25
SFN 1325 S	18	1.3	25	Speziell zur Blutentnahme, Transfusion, Kontrastmittelinjektion* , Apherese, Aszitis und Hochdruckinjektion	25

*geeignet für Hochdruckinjektionen 300 psi/21 bar bis 5,2 ml/sek.

Vertrieb durch:



OncoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9,
CH-4800 Zofingen, Tel 0840 600 800,
info@oncomedical.ch www.oncomedical.ch

