

Micropump MP_{mlh}+

BESTELL
KATALOG

Referenz	KP1.12.220.6 MP+ mlh Multi syringes KP1.12.202.4 MP+ mlh BD 20 ml KP1.12.209.4 MP+ mlh BBraun 20 ml KP1.12.208.4 MP+ mlh Codan 20 ml	
Infusionsmodi	- Kontinuierlich - Kontinuierlich + Bolus	
Fördergenauigkeit	+/- 2 %	
Sicherheitsfunktionen	- Erkennung falsche Spritzenplatzierung - Arretierbare Durchflussrate	
Herunterladbares Ereignisprotokoll	Ja	
Spezifikationen	Für MPmlh+ Multi syringes: passend für Standardspritzen führender Hersteller (BD, Terumo, BBraun, Codan/LMT) von 10 bis 50 ml Alle anderen MPmlh+ Varianten sind auf bestimmte Sprizentypen ausgerichtet <ul style="list-style-type: none"> • Ausfallsichere Überwachung durch Motor mit dualem Mikroprozessor • Beleuchtetes LCD Display bestätigt den korrekten Betrieb mit Alarm- und Warnhinweisen 	
Alarmer & Warnhinweise	- Nahes Infusionsende - Niedriger Batteriestand - Okklusion - Systemausfall - Ende der Infusion	- Batterie leer - Pumpe angehalten - Pumpenmanipulationswarnung - Entlüftungsanzeige - Bolus-Abgabe
Rate	0.1 bis 28.0 ml/h, in 0.1 ml/h - Schritten (für BD-20 ml)	
Lebensdauer der Batterie	Über 70 volle Infusionen bei mittlerer Rate (2-3 Monate kontinuierlich)	
Gewicht inkl. Batterie	220 g inkl. Batterien (Alkaline LR03 AAAx6)	
Abmessungen	170x61x32 mm	

Enthält 6 x 1,5 V alkalische Batterien & Tragetasche

Zubehör für MPmlh+ Pumpe

	<p>MP+ Tragetasche mit transparentem Fenster 20-50 ml Enthalten in allen MP+ Systemen</p> <p>KM1.YY.604.1</p>		<p>Einwegtasche für MP+ Pumpen (Packung mit 20 St.)</p> <p>KM1.YY.561.1</p>		<p>MP+ Soft Locker box 20 ml</p> <p>KS1.12.164.1</p>
	<p>MP+ Ständerklemme</p> <p>KM1.EE.121.1</p>				